

## SUPER SX

### Fermacapo per barelle cucchiaio



I fermacapo Super SX sono accessori per barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

#### Caratteristiche specifiche

- La base imbottita aumenta il comfort del paziente
- Le ampie superfici del cinturino aumentano la superficie di appoggio
- Cinghie frontali e mento regolabili con imbottiture morbide e ad alta aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Cuscini realizzati in materiale non assorbente e facili sa igienizzare
- Foro di ispezione auricolare largo
- La base divisa in due metà, permette di utilizzare il fermacapo senza doverlo rimuovere durante l'applicazione della barella

#### Dati tecnici

Dimensione base <sup>(una metà)</sup>	200 x 190 x 20 mm
Dimensione cuscino <sup>(1 pezzo)</sup>	255 x 85 x 160 mm
Foro per ispezione orecchio	∅ 70 mm
Peso base	360 ± 10 g
Peso cuscino	500 ± 10 g
Peso totale	1,46 ± 0,07 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SUPER SX - GIALLO FERMACAPO  
PER BARELLA CUCCHIAIO  
SH00500

Classificazione CND



Y060312

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)