

Pro Skid-E

Silla de evacuación/transporte



Pro Skid – E es una silla de evacuación ideal para la transferencia por escaleras gracias a los mangos frontales y laterales que permiten el levantamiento, y patines para un fácil desplazamiento por las escaleras. Las 4 ruedas permiten desplazamiento en las superficies planas.

Características específicas

- Tela de PVC fácil de limpiar
- Los patines permiten un fácil desplazamiento y control hacia arriba y hacia abajo
- Los mangos frontales telescópicos facilitan el manejo
- Reposapiés
- Ruedas delanteras pivotantes con freno
- Ruedas traseras de gran diámetro para aumentar la acción de deslizamiento
- Reposacabeza acolchado con altura regulable, idóneo para pacientes con on diferentes alturas

Equipo estándar

ST00427A PAR DE CORREAS NEGRAS

Accesorios

SK21000E Bolsa de transporte para SKID
SK14000B SOPORTE DE PARED PARA SKID/PROSKID

Detalles técnicos

Altura abierta	1580 mm
Altura cerrada	1060 mm
Longitud con mangos cerrados	1110 mm
Longitud con mangos abiertos	1340 mm
Ancho	550 mm
Espesor cerrada	355 mm
Peso	15 kg
Materiales	Al, PVC, PE,PU
Ruedas delanteras	ø100 mm
Ruedas traseras	ø 200mm

Las dimensiones y pesos estan sujetos a tolerancias de $\pm 10\text{mm}$ y $\pm 1\text{kg}$

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PROSKID-E CHASIS AMARILLO,
ESPALDAR NEGRO



SK10001E

Clasificación CND V0899

Número de registro 317937

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it