

Pro Skid-E

Silla de evacuación y transporte



Pro Skid – E es una silla de evacuación ideal para las transferencias en las escaleras gracias a las asas delanteras y traseras que permiten la elevación, y los patines que permiten un fácil movimiento en las escaleras. 4 ruedas permiten el movimiento en superficies planas.

Características específicas

- Hoja de PVC fácil de limpiar
- Los patines permiten el movimiento y el control fácil bajando y subiendo las escaleras
- Las manijas delanteras telescópicas facilitan la movimentación
- Reposapiés
- Ruedas delanteras pivotantes con freno
- Las ruedas traseras de gran diámetro aumentan la acción de deslizamiento
- Apoyo para la cabeza ajustable para pacientes de diferentes alturas

Equipamiento estandar

ST00427A Par de cinturones negros

Accesorios

SK21000E Bolsa para Skid
SK14000B SOPORTE DE PARED PARA SKID/PROSKID

Datos técnicos

Altura abierta	1580 mm
Altura cerrada	1060 mm
Longitud con asas cerradas	1110 mm
Longitud con asas abiertas	1340 mm
Ancho	550 mm
Espesor plegada	355 mm
Peso	15 kg
Materiales	Al, PVC, PE,PU
Ruedas delanteras	ø100 mm
Ruedas traseras	ø 200mm

Las dimensiones y el peso son sometidos a tolerancias de ± 10 mm y ± 1 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PROSKID-E MARCO SILVER,
PAÑO NEGRO



SK10201E

Clasificación CND V0899

ID de registro 129682

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it