

Pro Skid-E

Sedia da evacuazione/trasporto



Pro Skid – E è una sedia da evacuazione ideale per i trasferimenti su scale grazie ai manici anteriori e posteriori che ne consentono il sollevamento, e alle slitte che rendono agevole la movimentazione su scale. 4 ruote consentono la movimentazione su superfici piane.

Caratteristiche specifiche

- Teli in PVC facilmente igienizzabili
- Le slitte consentono agevole movimentazione e un buon controllo durante la discesa dalle scale
- Maniglie posteriori e manici telescopici anteriori, agevolano la salita delle scale
- Poggiapiedi
- Ruote anteriori pivotanti con freno
- Ruote posteriori di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
- Telo poggiatesta mobile per adattarsi alla statura del paziente

Norme tecniche

N.A.

Dotazione di serie

ST00427A | ST00427A

Accessori

- SK21000E | Sacca di trasporto Skid
- SK14000B | Staffa fiss.a parete Skid/Proskid

Dati tecnici

Altezza aperta	1580 mm
Altezza ripiegata	1060 mm
Lunghezza con manici chiusi	1110 mm
Lunghezza con manici aperti	1340 mm
Larghezza	550 mm
Spessore ripiegata	355 mm
Peso	12,5 ± 0,3 kg
Capacità di carico	150 kg
Materiali	Al, PVC, PE,PU
Ruote anteriori	ø100 mm
Ruote posteriori	ø200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze di ±10mm e ± 1kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

PROSKID-E T/SILVER TELO

NERO

SK10201E

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V0899

129682

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it