

Pro Skid-E MAX

Sedia da evacuazione/trasporto



Pro Skid – E MAX è una sedia da evacuazione ideale per i trasferimenti su scale grazie ai manici anteriori e posteriori che ne consentono il sollevamento, e alle slitte che rendono agevole la movimentazione su scale. 4 ruote consentono la movimentazione su superfici piane.

Caratteristiche specifiche

Teli in PVC facilmente igienizzabili
Le slitte consentono agevole movimentazione e un buon controllo durante la discesa dalle scale
Maniglie posteriori e manici telescopici anteriori, agevolano la salita delle scale
Poggiapiedi
Ruote anteriori pivotanti con freno
Ruote posteriori di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Telo poggiatesta mobile per adattarsi alla statura del paziente

Norme tecniche

N.A.

Dotazione di serie

Coppia cinture

Accessori

SK21000E	Sacca di trasporto Skid
SK14000B	Staffa fiss.a parete Skid/Proskid

Dati tecnici

Altezza aperta	1580 mm
Altezza ripiegata	1060 mm
Lunghezza con manici chiusi	1110 mm
Lunghezza con manici aperti	1340 mm
Larghezza	550 mm
Spessore ripiegata	355 mm
Peso	15 kg
Capacità di carico	250 kg
Materiali	Al, PVC, PE,PU
Ruote anteriori	ø100 mm
Ruote posteriori	ø200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze di ±10mm e ± 1kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

PROSKID-E MAX T/SILVER

SK10202E

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V0899

795587

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it