

Pro Skid-E

Sedia da evacuazione/trasporto



Pro Skid – E è una sedia di evacuazione ideale per i trasferimenti su scale sia in salita grazie alle maniglie anteriori e posteriori che ne consentono il sollevamento, sia in discesa grazie alle slitte dotate di cinghie. Le 4 ruote, permettono anche la movimentazione su superfici piane.

Caratteristiche specifiche

- Telo in PVC facilmente igienizzabile
- Le slitte autofrenanti aumentano il controllo in discesa
- Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
- Poggiapiedi
- Ruote anteriori piroettanti con freno
- Ruote posteriori di grande diametro per aumentare la scorrevolezza.
- Telo poggiatesta mobile per adattarsi alla statura del paziente

Accessori di serie

- | | |
|----------|--|
| ST00427A | Coppia cinture sedia 420/425 nastro nero op.nero |
|----------|--|

Accessori opzionali

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| SK21000E | Sacca di trasporto Skid |
| SK14000B | Staffa fiss.a parete Skid/Proskid |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Altezza aperta | 1580 mm |
| Altezza ripiegata | 1060 mm |
| Lunghezza con manici chiusi | 1110 mm |
| Lunghezza con manici estesi | 1340 mm |
| Larghezza | 550 mm |
| Spessore ripiegata | 355 mm |
| Peso | 15 kg |
| Materiali | Al, PVC, PE,PU |
| Ruote anteriori | ø100 mm |
| Ruote posteriori | ø 200mm |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

PROSKID-E T/NERO LACCATO

TELO GIALLO

SK10503C



Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 343894

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it