

SKID WALL BRACKET



Fissaggio a parete per lo stoccaggio delle sedie da evacuazione serie SKID, compatibile con i modelli SKID-E / PRO SKID-E / SKID-E READY , non compatibile con SKID-OK.

Caratteristiche specifiche

Semplice da installare (tasselli 8x50mm inclusi)
Il posizionamento della sedia sul fissaggio avviene con estrema semplicità

Dati tecnici

Dimensioni	365x185x170mm ±5mm
Materiale	Acciaio
Peso	0,4 ± 0,1kg

FISSAGGIO A PARETE SKID/PROSKID
SK14000B

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it