

## SKID-OK

### Silla de evacuación ultraligera



SKID-OK es una silla de evacuación ideal para todas las transferencias donde se debe bajar las escaleras, gracias al respaldo telescópico en la parte trasera y a los patines. Las 4 ruedas, permiten la movimentación en superficies planas.

#### Características específicas

- Lona de PVC de fácil limpieza equipada con hebillas de liberación rápida para ajustar la tensión
- Apoya piés
- Ruedas anteriores giratorias con freno
- Ruedas traseras de gran diámetro para mejorar la movimentación.
- Lona de apoyo para la cabeza móvil para adaptarse a la altura del paciente
- Dimensiones de almacenamiento reducidas

#### Normas técnicas

NA

#### Accesorios estándar

ST00427A	Par de cinturones silla 420/425 cinta negra
----------	---

#### Accesorios opcionales

SK21004E	Bolsa de transporte Skid ok
SK14001B	Suporte de pared Skid ok

#### Detalles técnicos

Altura con respaldo abierto	1540 ± 10mm
Altura con respaldo cerrado	1040 ± 10mm
Longitud	900 ± 10mm
Ancho	520 ± 10mm
Espesor plegada	175 ± 10mm
Peso	10 ± 1 kg
Capacidad	150 kg
Materiales	Al, PVC, PE,PU
Ruedas anteriores	Ø100 mm
Ruedas traseras	Ø 150mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SKID OK

SK20003E

Clasificación CND

ID de registro



V0899

349445

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)