

SKID-OK

Chaise d'évacuation ultralégère



SKID-OK est une chaise d'évacuation idéale pour les transferts d'escaliers en descente grâce à la poignée à l'arrière et au système de courroies auto-freinant. Les 4 roues permettent également une manipulation sur des surfaces planes.

Caractéristiques spécifiques

Feuille de PVC facilement désinfectable avec des boucles à libération rapide pour ajuster la tension

Repose-pied

Roues avant pivotantes avec frein

Roues arrière de grand diamètre pour augmenter la fluidité.

Appuie-tête mobile pour s'adapter à la taille du patient

Dimensions de stockage réduites

Normes techniques

N.A.

Accessoires standard

ST00427A	Paire de ceintures de sécurité 420/425 ruban noir op.noir
----------	---

Accessoires optionnels

SK21004E	Sac de transport Skid ok
SK14001B	Fixation murale Skid ok

Données techniques

Hauteur avec poignée extraite	1540 ± 10mm
Hauteur avec poignée fermée	1040 ± 10mm
Longueur	900 ± 10mm
Largeur	520 ± 10mm
Épaisseur plié	175 ± 10mm
Poids	10 ± 1 kg
Surcharge admissible	150 kg
Materiaux	Al, PVC, PE,PU
Roues avant	ø100 mm
Roues arrières	ø 150mm

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SKID OK

SK20003E

Classification CND

ID d'enregistrement



V0899

349445

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it