

SKID-OK B

Silla de evacuación ultraligera



SKID-OK es una silla de evacuación ideal para todos los traslados donde sea necesario bajar escaleras, gracias al respaldo telescópico en la parte trasera y a los patines. Las 4 ruedas, permiten el manejo en superficies planas.

Características específicas

Lona de PVC de fácil limpieza equipada con hebillas de liberación rápida para ajustar la tensión

Apoya piés

Ruedas anteriores giratorias con freno

Ruedas posteriores de gran diametro para mejorar la capacidad de movimiento.

Lona de apoyo para la cabeza móvil para adaptarse a la altura del paciente

Dimensiones de almacenamiento reducidas

Reposabrazos aumentan la comodidad del paciente

Chasis pintado en gris

Normas técnicas

N.A.

Accesorios estandar

ST00427A	Par de cinturones silla 420/425 cinta negra
----------	---

Accesorios opcionales

SK21004E	Bolsa para transporte Skid OK
SK14001B	Sopporde de pared Skid OK

Datos técnicos

Altura con respaldo abierto	1540 ± 10mm
Altura con respaldo cerrado	1040 ± 10mm
Largo	900 ± 10mm
Ancho	520 ± 10mm
Espesor plegada	175 ± 10mm
Peso	11 ± 1 kg
Capacidad	150 kg
Materiales	Al, PVC, PE,PU
Ruedas delanteras	∅ 100 mm
Ruedas traseras	∅ 150 mm

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

MOD.A024 SKID OK B PINTADA

SILVER

SK20012

Clasificación CND



V0899

Identificación de registro

430047

Rev.0 (26/10/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones sucesivas serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it