

Skid-E MAX

Silla de evacuación



Skid – E Max es una silla de evacuación ideal para las transferencias en las escaleras gracias a las asas delanteras y traseras que permiten la elevación, y los patines que permiten un fácil movimiento en las escaleras. 4 ruedas permiten el movimiento en superficies planas.

Características específicas

- Hoja de PVC fácil de limpiar
- Los patines permiten el movimiento y el control fácil bajando las escaleras
- Reposapiés
- Ruedas delanteras pivotantes con freno
- Las ruedas traseras de gran diámetro aumentan la acción de deslizamiento
- Apoyo para la cabeza ajustable para pacientes de diferentes alturas

Accesorios

SK21000E	Bolsa para Skid
SK14000B	SOPORTE DE PARED PARA SKID/PROSKID

Technical data

Altura abierta	1580 mm
Altura cerrada	1060 mm
Ancho	530 mm
Longitud	900 mm
Espesor plegada	330 mm
Peso	12,7 kg
Capacidad de carga	250 kg
Materiales	Al, PVC, PE,PU
Ruedas delanteras	ø100 mm
Ruedas traseras	ø 200 mm

Las dimensiones y el peso son sometidos a tolerancias de ±10mm y ± 1kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SKID-E MAX MARCO SILVER

PAÑO NEGRO

SK20014E

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (28/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it