

## Skid-E MAX

### Chaise d'évacuation



Skid - E Max est une chaise d'évacuation idéale pour les transferts d'escaliers grâce à un système de courroies auto-freinant intégré qui permet de glisser sur les marches. 4 roues pivotantes permettent une manipulation sur des surfaces planes.

#### Caractéristiques spécifiques

- Feuilles de PVC facilement désinfectables
- Les glissières permettent un mouvement facile et un bon contrôle lors de la descente de l'escalier
- Repose-pied
- Roues avant pivotantes avec frein
- Roues arrière de grand diamètre pour augmenter la fluidité
- Appuie-tête mobile pour s'adapter à la taille du patient

#### Accessoires

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| SK21000E | Sac de transport Skid           |
| SK14000B | Support mural fixe Skid/Proskid |

#### Données techniques

Hauteur ouverte	1580 mm
Hauteur pliée	1060 mm
Largeur	530 mm
Longueur	900 mm
Épaisseur plié	330 mm
Poids	12,7 kg
Surcharge admissible	250 kg
Matériaux	Al, PVC, PE,PU
Roues avant	ø100 mm
Roues arrières	ø 200 mm

Dimensions et poids sous réserve de tolérances de  $\pm 10$ mm et  $\pm 1$ kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SKID-E MAX T/SILVER FEUILLE  
NOIR

SK20014E

Classification CND



V0899

Rev.0 (28/11/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)