

Skid-E Ready

Sedia da evacuazione/trasporto



Skid – E Ready è una sedia da evacuazione ideale per la discesa delle scale grazie alle slitte di cui è dotata. 4 ruote consentono la movimentazione su superfici piane.

Caratteristiche specifiche

Teli in PVC facilmente igienizzabili
 Le slitte consentono agevole movimentazione e un buon controllo durante la discesa dalle scale
 Poggiatesta
 Ruote anteriori pivotanti con freno
 Ruote posteriori di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
 Telo poggiatesta mobile per adattarsi alla statura del paziente

Dati tecnici

Altezza	1580 mm
Lunghezza	900 mm
Larghezza	530 mm
Spessore ripiegata	355 mm
Peso	12 ± 0,3 kg
Capacità di carico	150 kg
Materiali	Al, PVC, PE,PU
Ruote anteriori	ø100 mm
Ruote posteriori	ø200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze di ±10mm e ± 1kg

Norme tecniche

N.A.

Dotazione di serie

ST00427A | ST00427A

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SKID-E READY T/GIALLO TELO
 NERO



SK20101C

Classificazione CND

V0899

Identificativo registrazione

129687

Rev.1 (25/06/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it