

EVA E3

Sedia portantina



EVA E3 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Il freno a pedale applicato alle ruote posteriori, permette di porre il dispositivo in stazionamento con estrema facilità e rapidità

Ruote anteriori pivotanti consentono di controllare al meglio la direzionalità

Maniglie telescopiche anteriori, manici posteriori pieghevoli e bloccabili rendono più agevole il sollevamento

Maniglione superiore estraibile con poggiatesta integrato e fascia per la stabilizzazione del capo

I braccioli aumentano il contenimento laterale del trasportato e, assieme al poggiatesta pieghevole, ne aumentano comodità e stabilità.

Cinture con arrotolatori automatici, evitano fastidiosi intralci durante il soccorso e rendono più rapide le procedure pre e post trasferimento

Il sistema di chiusura automatico con azionamento a pedale accorcia notevolmente i tempi di stoccaggio

La maniglia di trasporto integrata permette il trasporto del dispositivo in posizione chiusa, raggiungendo più rapidamente il luogo di intervento.

Seduta e schienale in ABS rendono semplici e rapide le operazioni di pulizia semplici e rapide.

Seduta con asole per l'alloggiamento di cintura aggiuntiva

Sistema di fissaggio in accordo a EN1789 opzionale

Accessori opzionali

SK30001E	Sistema di fissaggio E-MAX 10G
SK30002E	Sistema di fissaggio E-MAX 20G

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	910 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1325 ± 10 mm
Larghezza c/manici post aperti	550 ± 10 mm
Larghezza c/manici post chiusi	520 ± 10 mm
Altezza c/maniglione chiuso	950 ± 10 mm
Altezza c/maniglione aperto	1365 ± 10 mm
Altezza seduta	500 ± 10 mm
Larghezza seduta e schienale	400 ± 10 mm
Spessore ripiegata	260 ± 10 mm
Ruote posteriori	150 mm
Ruote anteriori	75 mm
Materiali	Al, Acciaio
Peso	15,4 ± 0,5 kg
Portata	170 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

EVA SEDIA DA TRASPORTO E3

SK30004B

Classificazione CND



V0899

Identificativo registrazione

464334

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it