

Coppia cinture

per sedia evacuazione EVA E6



Coppia di cinture di ricambio per sedia da evacuazione EVA E6.

Caratteristiche specifiche

Estrema affidabilità grazie ai ganci in metalli
Sistema di aggancio e sgancio rapido

Dati tecnici

Larghezza nastro	50mm
Materiali	PP, Acciaio

MOD.0004 COPPIA CINTURE PER EVA
E6
SK30008

Rev.1 (15/03/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it