

Assise rigide

Pour chaise d'évacuation EVA



Assise rigide de rechange pour chaise d'évacuation modèle EVA.

Caractéristiques spécifiques

Assise ABS rigide pour chaise EVA modèle E1, E4, E5, E6 MAX

Données techniques

Dimensions	380x445x155 ± 5mm
Matériaux	ABS

ASSISE RIGIDE POUR CHAISE EVA

SK30113E

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it