

## Dossier rigide

Pour chaise d'évacuation EVA



Dossier rigide de rechange pour chaise d'évacuation EVA.

### Caractéristiques spécifiques

Dossier rigide en ABS pour chaise EVA modèle E1, E4, E5, E6 MAX

### Données techniques

Dimensions	420x220x20 ± 5mm
Matériaux	ABS

DOSSIER RIGIDE POUR EVA  
SK30114E

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)