

SED XL

Extricador/inmovilizador espinal



Spencer Extrication Device es un dispositivo para extricación y la inmovilización espinal en situaciones de emergencia particularmente adecuado para el uso en espacios confinados. Este modelo es adecuado para su uso con pacientes obesos.

Características específicas

Sistema de Cinturón con referencias de color para hacer más intuitiva y rápida la aplicación

Revestimiento de PVC para asegurar un saneamiento eficaz

La separación de los elementos rígidos, permite una alta rigidez vertical y flexibilidad horizontal.

Completo de cojín para el área del cuello

Los procedimientos para la conversión entre modelo estándar y XL son extremadamente rápidos gracias a las

Accesorios de serie

Bolsa de transporte

Kit XL

⁽¹⁾ En correspondencia de los ganchos

Especificaciones Técnicas

Longitud	830 mm
Ancho	900 mm
Espesor máximo ⁽¹⁾	25 mm
Dimensiones envuelto con bolsa	850x250x120 mm
Longitud cinturones	74 ± 2 cm
Longitud cinturones con kit XL	120 ± 2 cm
Peso kit XL	240 g
Materiales	PVC, Nylon
Peso sin bolsa	2,60 kg
Peso con bolsa	2,85 kg
Capacidad de carga	230 kg

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

SED XL – Extricador/inmovilizador espinal EXTRA LARGE



SR00100B

Clasificación CND V0804

Id de registro 102382

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it