

Tutore pelvico



Il tutore pelvico è destinato alla gestione in emergenza di sospette fratture pelviche.

Caratteristiche specifiche

Indicato per l'uso su pazienti con lesioni pelviche instabili ed adatto a pazienti di ogni età, dal paziente pediatrico fino a quello bariatrico.

L'assenza di cuciture interne della fascia in neoprene riduce rischi di ulcerazioni da pressione e danni ai tessuti. Il dispositivo consente l'accesso all'addome e all'inguine per eseguire la cateterizzazione urinaria e accedere alla vena femorale.

Stabilizza una sospetta frattura pelvica.

Tampona il flusso sanguigno riducendo il volume pelvico che favorisce la formazione di trombi, migliorando l'emodinamica, e riduce la necessità di trasfusioni sanguigne.

Allevia il dolore e aiuta a prevenire ulteriori lesioni al bacino.

Utilizzabile da un solo operatore.

Dati tecnici

Dimensioni	1260x190 mm
Peso	250 g
Shelf life	5 anni

DM di classe I secondo Regolamento 2017/745/UE

SPS - STABILIZZATORE PELVICO



SR00105

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (13/04/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it