


## SED

### System wydobywczy/unieruchamiający kręgosłup



System wydobywczy Spencer przeznaczony jest do wydobywania poszkodowanych z jednoczesnym unieruchomieniem kręgosłupa, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni.

#### Cechy charakterystyczne

Kodowany kolorami system pasów, pozwalający na szybkie i intuicyjne użycie  
 Ułatwiające czyszczenie pokrycie PCV  
 Układ elementów usztywniających, dający sztywność wzdłużną i elastyczność poprzeczną.  
 Wyściełana okolica karku

#### Wyposażenie standardowe

Torba-pokrowiec transportowy

<sup>(1)</sup> w miejscu mocowania haków

#### Technical data

Długość	830 mm
Szerokość	900 mm
Grubość maksymalna <sup>(1)</sup>	25 mm
Wymiary po złożeniu w torbie	850x250x120 mm
Długość pasów	74 ± 2 cm
Materiały	PCV, Nylon
Waga bez torby	2,60 kg
Waga w torbie	2,85 kg
Ładowność	230 kg

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

SED - SPENCER EXTRICATION  
 DEVICE WITH BAG



SR00111B

Klasyfikacja CND	V0804
Numer rejestracji	102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.6 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)