

## SHERPA

### Carro de campo para camillas



Sherpa son carros de soporte para camillas de campo, destinadas también para pequeños desplazamientos en el interior de una determinada área equipada. La versión plus, cuenta con un sistema que permite mantener el dispositivo en posición inclinada.

Compatible con las camillas de la serie 100/200/300/Slim/Stock.

#### Características específicas

Estructura robusta y ligera
Ruedas de gran diámetro para facilitar el transporte
Colocar la camilla es rápido y fácil gracias a las 4 fijaciones de desbloqueo rápido
Compatible con todas las tablas espinales y las camillas cuchara Spencer y las camillas de emergencia NATO STANAG
Escasa necesidad de espacio para almacenamiento

#### Detalles técnicos

Longitud abierta	640 ± 10 mm
Longitud cerrada	300 ± 10 mm
Longitud abierta	995 ± 10 mm
Longitud cerrada	670 ± 10 mm
Altura	950 ± 10 mm
Materiales	Al, Acero, Nailon
Peso	19 ± 0,5 kg
Capacidad de carga	160 kg

#### Accesorios opcionales

ST00003C	BARRA RAIL PARA SHERPA/SHERPA PLUS
ST00004C	BOLSA LATERAL PARA SHERPA/SHERPA PLUS
ST00005C	PORTA-BOTELLA PARA RAIL BAR

#### DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SHERPA CARRO DE CAMPO PARA CAMILLAS

ST00001C

Clasificación CND	V9099
número de registro	413186



Rev.0 (29/09/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)