


SHERPA PLUS

Portabarelle campale con maniglie e posizione Trendelenburg



I portabarelle campali Sherpa Plus sono carrelli di supporto per barellini da campo, utilizzabili anche per piccoli spostamenti all'interno dell'area attrezzata. La versione plus è dotata di un sistema che consente di mantenere il dispositivo in posizione inclinata.

Compatibili con i barellini della serie 100/200/300/Slim/Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura robusta e leggera

Ruote di grande diametro per rendere più agevole il trasporto

Meccanismo per posizionare la barella in posizione anti-shock Trendelenburg

Il posizionamento della barella è semplice e rapido grazie ai 4 sistemi di bloccaggio rapido

Compatibile con tutte le tavole spinali e barelle cucchiaio

Spencer e con barelle d'emergenza NATO STANAG

Ingombri di stoccaggio ridotti

Dati tecnici

Larghezza aperto	640 ± 10 mm
Larghezza chiuso	300 ± 10 mm
Lunghezza aperto	995 ± 10 mm
Lunghezza chiuso	670 ± 10 mm
Altezza	950 ± 10 mm
Materiali	Al, Acciaio, Nylon
Peso	20 ± 0,5 kg
Capacità di carico	160 kg

Accessori opzionali

ST00003C	RAIL BAR PER SHERPA/SHERPA PLUS
ST00004C	SACCA LATERALE PER SHERPA/SHERPA PLUS
ST00005C	SUPPORTO TANKER PORTABOMBOLA PER BARRA RAIL

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SHERPA PLUS PORTABARELLA
CAMPALE

ST00002C

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 413187



NATO STOCK N° 6530152053768

Rev.0 (29/09/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it