

## SHERPA PLUS

Terenowy transporter noszy z uchwytami i pozycją Trendelenburga



Sherpa Plus to transporter terenowy i podstawa do noszy ratunkowych, desek ortopedycznych i noszy podbierakowych.

### Cechy charakterystyczne

Lekka i wytrzymała konstrukcja  
 Ułatwiające prowadzenie duże koła  
 Mechanizm pozwalający ustawić nosze w pozycji Trendelenburga  
 Proste i łatwe mocowanie noszy, przy pomocy czterech blokad  
 Kompatybilny ze wszystkimi deskami ortopedycznymi i noszami podbierakowymi Spencer i wszystkimi noszami ratunkowymi NATO STANAG  
 Niewielka powierzchnia składowania.

### Technical data

Szerokość - otwarte	640 ± 10
Szerokość złożone	300 ± 10
Długość otwarte	995 ± 10
Długość złożone	670 ± 10
Wysokość	950 ± 10
Materiały	Al, Steel, Nylon
Waga	20 ± 0,5 kg
Ładowność	160 kg

### Akcesoria

ST00003C	Szyna boczna do SHERPA/SHERPA PLUS
ST00004C	Torba boczna do SHERPA/SHERPA PLUS
ST00005C	Mocowanie butli tlenowej do szyny bocznej

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

SHERPA PLUS FIELD STRETCHER CARRIER

ST00002C

Klasyfikacja CND	V9099
Numer rejestracji	413187



### Zastosowane normy

NA

NATO STOCK N° 6530152053768

Rev.4 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)