

## PORTA STOCK

Telaio di supporto per barellini d'emergenza



Porta Stock è un sostegno per barelle da campo, che permette di mantenere la barella sollevata dal suolo agevolando piccoli spostamenti e l'accesso al paziente da parte del medico.

Disponibile in versione con e senza ruote, è compatibile con i barellini della serie Stock ed è adatto anche a barellini Spencer con larghezza massima di 575 mm e lunghezza minima (maniglie escluse) di 1250 mm.

Non è ammesso lo stazionamento senza supervisione.

### Caratteristiche specifiche

Telaio robusto e leggero

Ruote per consentire il movimento su superfici piane e freni su ruote opposte per renderlo più stabile durante lo stazionamento

Ideale per l'uso da campo grazie allo spessore ridotto quando ripiegato

Progettato per l'utilizzo con barellini Spencer della Serie Stock, può essere anche utilizzato con barellini Spencer con una larghezza massima di 575 mm e una lunghezza minima (manici esclusi) di 1250 mm

### Dati tecnici

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lunghezza aperto   | 1325 ± 10 mm            |
| Larghezza          | 640 ± 10 mm             |
| Altezza aperto     | 750 ± 10 mm             |
| Ingombro ripiegato | 975 x 640 x 130 ± 10 mm |
| Ruote              | ∅ 150 mm                |
| Peso               | 11 ± 0,5 kg             |
| Portata            | 150 kg                  |
| Materiale telaio   | Acciaio                 |

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

PORTA STOCK C/RUOTE PER  
BARELLE DA CAMPO

**ST00023C**

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 1241254



Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)