

Spencer 520 Camilla-silla



Spencer 520 es un dispositivo que adopta soluciones innovadoras para el transporte de pacientes, que se adapta a operaciones de Socorro bien en carretera como en ambulancias. El dispositivo puede usarse en la configuración de silla o de Camilla, adaptándose a los escenarios más variados.

Características Específicas

Puede usarse como camilla o como silla de ruedas
 En el cambio de configuración se tarda menos de 2 segundos y se hace con un solo movimiento
 Ligera y robusta
 Ruedas $\varnothing 150$ mm para aumentar la rotación
 Plegable, para ahorrar espacio al guardarla
 3 cinturones ajustables incluidos (no visibles en la foto), uno de los cuales puede usarse para inmovilizar la cabeza
 2 mangos telescópicos frontales al usarse en modalidad camilla
 2 palancas fijas posteriores al usarse en modalidad camilla
 2 mangos posteriores plegables a usarse en modalidad silla
 2 mangos frontales plegables a usarse en modalidad silla
 Asiento y respaldo reforzados
 La parte inferior del chasis es curvado para usarse como apoya pies cuando el dispositivo está en modalidad silla.

Conforme a

UNI EN 1865-1
 EN 597-1 (con respecto al asiento)

Datos técnicos ¹

Dispositivo en modalidad camilla	
Largo con mangos cerrados	1950 mm
Largo con mangos abiertos	2035 mm
Ancho	540 mm
Espeso	170 mm
Dispositivo en modalidad silla	
Alto	1355 mm
Profundo con mangos cerrados	765 mm
Profundo con mangos abiertos	915 mm
Altura asiento	550 mm
Altura respaldo	870 mm
Dimensiones plegada	1090x170x170 mm
Materiales	PVC, Nylon, Acero
Weight	13,5 \pm 0,5 Kg
Loading capacity	160 kg

¹ Dimensions are subjected to tolerances of ± 10 mm

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

SPENCER 520 –STRETCHER CHAIR

ST00024



Rev.0(22/07/2015)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it