

## Spencer 520

### Brancard convertible en chaise



Spencer 520 est un dispositif qui adopte différentes solutions innovantes pour le transport de patients Durant les opérations de premiers secours aussi bien sur le terrain que en ambulance. Ce dispositif peut être utilisé aussi bien en version chaise que en version brancard, s'adaptant aux différents scenarios de sauvetage.

#### Spécifications

Peut être utilisé en version chaise ou brancard
Moins de 2 secondes pour changer de configuration
Léger et robuste
Roues ø150 mm pour améliorer l'utilisation
Pliable pour réduire l'encombrement en ambulance
Livré avec 3 ceintures ajustables (une peut être utilisée pour le maintien du front)
2 poignées télescopiques antérieures pour utilisation en version brancard
2 poignées télescopiques postérieures pour utilisation en version brancard
2 poignées pliables pour utilisation en version chaise
2 poignées antérieures fixes pour utilisation en version chaise
Toile renforcée pour assise et dossier
La partie du châssis côté pieds du patient est courbée pour fonctionner comme repose-pieds en modalité brancard

#### Conforme

UNI EN 1865-1
EN 597-1 (toile)

#### Données techniques<sup>1</sup>

Produit en version brancard	
Longueur poignées repliées	1950 mm
Longueur poignées dépliées	2035 mm
Largeur	540 mm
Épaisseur	170 mm
Produit en version chaise	
Hauteur	1355 mm
Profondeur poignées repliées	765 mm
Profondeur poignées dépliées	915 mm
Hauteur assise	550 mm
Hauteur dossier	870 mm
Dimensions plié	1090x170x170 mm
Matériaux	PVC, Nylon, Acier
Poids	13,5 ± 0,5 Kg
Capacité de portage	160 kg

<sup>1</sup> Dimensions peuvent avoir une tolérance de ± 10mm

#### Classe I Disp.Med. selon la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 520 –BRANCARD CHAISE  
ST00024



Rev.0 (22/07/2015)

COPIE NON CONTROLÉE – d'autres revisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)