

Spencer 520 Maca Cadeira



A Spencer 520 é um dispositivo que adota soluções inovadoras para o transporte de pacientes a utilizar em operações de resgate em estradas e ambulâncias. O dispositivo pode ser usado na configuração de cadeira ou maca, adaptando-se a cenários de resgate mais amplos.

Características específicas

Pode ser usado como maca ou como cadeira de rodas
Mudança de configuração leva menos de 2 segundos em apenas uma operação
Leve e robusta
Rodas $\varnothing 150$ mm para aumentar a ação de deslizamento
Dobrável para economizar espaço quando armazenada
3 cintos ajustáveis incluídos (não mostrados na imagem), um dos quais pode ser usado como imobilizador de cabeça
2 alças telescópicas frontais para serem usadas no modo de maca
2 alças fixas posteriores para serem usadas no modo de maca
2 alças dobráveis traseiras para serem usadas no modo de cadeira
2 alças fixas frontais para serem usadas no modo de cadeira
Chapa reforçada para assento e encosto
A parte inferior do quadro é curva para funcionar como um apoio para os pés quando o dispositivo está no modo de maca

Compliant with

UNI EN 1865-1
EN 597-1 (referred to the sheets)

Technical data ¹

Dispositivo em modo de maca	
Comprimento com alças fechadas	1950 mm
Comprimentos com alças abertas	2035 mm
Largura	540 mm
Espessura	170 mm
Dispositivo em modo cadeira	
Altura	1355 mm
Profundidade com alças fechadas	765 mm
Profundidade com alças abertas	915 mm
Altura do assento	550 mm
Altura do encosto	870 mm
Dimensões dobrada	1090x170x170 mm
Materiais	PVC, Nylon, Steel
Peso	13,5 \pm 0,5 Kg
Capacidade de carga	160 kg

¹ Dimensions are subjected to tolerances of ± 10 mm

Dispos. Medico Class I de acordo com Dir. 93/42/CEE
SPENCER 520 –STRETCHER CHAIR
ST00024



Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it