


TGS

Barella da campo con fissaggio



Le barelle da campo TGS della serie PRIME sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Lo stazionamento è consentito utilizzando preferibilmente i fermi di stazionamento installati in aree predisposte all'interno dell'area di soccorso.

Caratteristiche specifiche

Il fissaggio fornito blocca sia la parte anteriore che posterior della barella
 Pianale in polietilene facilmente igienizzabile
 Poggiaschiena regolabile
 Manici telescopici anteriori e posteriori
 Ruote di grande diametro per migliorare la scorrevolezza
 Freni sulle ruote esterne per stabilizzare il dispositivo durante la marcia del veicolo
 Morbido materasso per aumentare il comfort del paziente
 Dotato di cinture per il fissaggio paziente con gancio in plastica
 Pianale in polietilene facilmente igienizzabile

Accessori di serie

Fissaggio per barella

Dati tecnici

Lunghezza barellino	1915 mm
Larghezza barellino	575 mm
Punti di ancoraggio possibili	2 con accessorio di bloccaggio posteriore
Materiali	Al, PE, Nylon, Acciaio

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745
 MOD.T008 BARELLINO
 ST00027



Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it