


Sistema di bloccaggio

Per termoculla DRÄEGER TI500



Interfaccia per il bloccaggio di termoculle Dräger TI500, adatto all'installazione su tutti i carrelli porta termoculla Spencer.

Caratteristiche specifiche

Il blocco e lo sblocco avvengono con semplicità grazie ad un solo movimento

Il posizionamento sul carrello può essere regolato se necessario

Dati tecnici

Dimensioni	580x590x100 ± 10 mm
Materiali	Al, Acciaio, Nylon
Portata massima	100 kg

Nota: L'interfaccia non è testata secondo la EN 1789.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
INCUBATRICE DRAEGER TI500
ST00033

Rev.0 (26/10/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it