

STX 14**Sacca per barellini 122**

Sacca per il trasporto e lo stoccaggio dei barellini pieghevoli Spencer 122.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Maniglia rivestite in morbido materiale plastico
 per consentire un facile trasporto
 Chiusura superiore a strap

Dati tecnici

Dimensioni	1070x325 ± 10 mm
N° maniglie	1
Materiale	PVC
Peso	470 ± 0,02 g

STX 14 SACCA TRASP BARELLINI SPENCER 122
ST00114A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it