

SPENCER 122

Brancard Pliable en quatre



Brancard avec des supports sur le terrain pour la récupération et le transfert des patients dans les cas où ceux-ci doivent être transportés sur une civière primaire ou d'autres moyens de transport.

Caractéristiques spécifiques

La structure est extrêmement légère et résistante
 Dimensions de stockage réduites
 Pliable en largeur et en longueur
 Toile est facile à laver et à désinfecter

Données Techniques

Dimensions ouverte	2010x550x140 ± 10 mm
Dimensions pliée ¹	1000x200x120 ± 10 mm
Matériaux	Al, Acier Inox,PVC
Charge utile	170 kg
Poids	5,4 ± 0,1 kg

¹ Mesures variables en fonction du positionnement du tissu

Accessoire Standard

ST00598A STX598 CEINTURE CROCHET PLASTIQUE (2PZ)

Normes Techniques

NA

DM de la classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 122 – PLIABLE
 BRANCARD ORANGE
ST00122A



Classification CND	V9099
Identifiant d'enregistrement	172360

Rev.4 (19/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it