


SPENCER 122

Barella pieghevole in quattro



Le barelle da campo Spencer 122 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridotti
 Pieghevole in larghezza e lunghezza
 Telo facilmente igienizzabile

Dati tecnici

| | |
|------------------------|------------------|
| Lunghezza aperta (mm) | 2010 ± 10 mm |
| Lunghezza piegata (mm) | 1000 ± 10 mm |
| Larghezza aperta (mm) | 550 ± 5 mm |
| Larghezza piegata (mm) | 400 |
| Altezza aperta (mm) | 140 ± 5 mm |
| Altezza piegata (mm) | 170 ± 5 mm |
| Peso (kg) | 6,5 ± 0,3 kg |
| Portata (kg) | 170 |
| Punti di presa (n°) | 4 |
| Piedi d'appoggio (n°) | 4 |
| Materiali | Al, Acciaio, PVC |

Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 122 - BARELLA DA
 CAMPO MILITARY PIEGHEVOLE
 ST00124A



| | |
|------------------------------|--------|
| Classificazione CND | V9099 |
| Identificativo registrazione | 172362 |

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it