

SPENCER 128

Barella pieghevole quattro



Barellino per il recupero e trasferimento dei pazienti nei casi in cui questi debbano essere traslati su una barella primaria o altri dispositivi di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio estremamente ridotti
 Pieghevole in larghezza e due volte in lunghezza
 Le maniglie di trasporto offrono grip ottimale
 Fascia di chiusura per mantenere il barellino in posizione ripiegata durante lo stoccaggio

Accessori di serie

Sacca di trasporto
 Coppia cinture nere

Norme tecniche

NA

Dati tecnici

Lunghezza	2095 ± 5mm
Larghezza	540 ± 5mm
Dimensioni ripiegato	580x210x120 ± 10mm
Altezza da terra	70 ± 5mm
Lunghezza cinture	Max 85cm
Materiali	Al, Nylon
Portata	159 kg
Peso	6 ± 0,3 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 128 - SPENCER 128 -
 BARELLA ARANCIO PIEGHEV. IN
 QUATTRO

ST00128

Classificazione CND



V9099

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (14/11/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it