


SPENCER 205

Barella pieghevole di trasporto con ruote compatta



Le barelle da campo Spencer 205 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridottissimi
 Pieghevole in lunghezza
 Supporti pieghevoli
 Telo facilmente igienizzabile
 I numerosi punti di presa agevolano il trasporto

Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	1890 ± 10 mm
Lunghezza piegata (mm)	950 ± 5 mm
Larghezza (mm)	480 ± 5 mm
Spessore piegata (mm)	80 ± 5 mm
Altezza da terra	180 ± 5 mm
Peso (kg)	6,2 ± 0,2 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	8
Ruote (n°)	2
Piedi d'appoggio (n°)	2
Materiali	Al, PVC

Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 205 BARELLA DA CAMPO
 PIEGHEVOLE ARANCIO
ST00205A



Classificazione CND V9099
 Identificativo registrazione 168604

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it