

SPENCER 281

Camilla de emergencia apilable con respaldo



Camilla de emergencia para el traslado de pacientes en los casos en que vayan a ser trasladados en una camilla primaria o otros dispositivos de transporte.

Características específicas

- Estructura extremadamente ligera y duradera
- Estorbos reducidos gracias a la posibilidad de apilar otra camilla del mismo modelo
- Respaldo reclinable en 4 posiciones, además de horizontal
- Tela fácil de limpiar
- Las dimensiones del marco tubular facilitan el agarre durante la transferencia
- Los pies de apoyo confieren una gran estabilidad

Datos técnicos

Longitud	1885 ± 10 mm
Ancho	480 ± 5 mm
Altura plano paciente desde el suelo	175 ± 10 mm
Materiales	Al, Acero, PVC
Peso	6 ± 0,5 kg

Accesorios

ST00598A	STX598 Cinturón dos piezas, plástico (3 unidades)
----------	---

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 281 CAMILLA APILABLE
C/CABECERA, AMARILLA



ST00281A

Clasificación CND	V9099
ID de registro	94193

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it