

SPENCER 281

Barella impilabile d'emergenza con alzatesta



Barellino per il trasferimento dei pazienti nei casi in cui questi debbano essere traslati su una barella primaria o altri dispositivi di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridottissimi grazie alla possibilità di impilare altri barellino dello stesso modello
 Schienale reclinabile su 4 posizioni oltre all' orizzontale
 Telo facilmente igienizzabile
 Le dimensioni del telaio tubolare facilitano la presa durante le fasi di trasferimento
 I piedi di supporto conferiscono elevata stabilità

Dati tecnici

Lunghezza	1885 ± 10 mm
Larghezza	480 ± 5 mm
Altezza piano paziente dal suolo	175 ± 10 mm
Materiali	Al, Acciaio, PVC
Peso	6 ± 0,5 kg
Portata	170 kg

Accessori

ST00598A STX598 CINTURE GANCIO IN PLASTICA (3PZ)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 281 IMPILABILE CON
 ALZATESTA GIALLA
ST00281A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	94193

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it