

## Spencer 402/3

Silla de transporte con 3 ruedas



Spencer 402/3 es una silla para la evacuación y el transporte de pacientes desde el lugar de rescate hasta la ambulancia o hasta otro dispositivo para el transporte en un vehículo.

### Características específicas

- Tela en PVC fácil de limpiar
- Las manijas traseras y los apoyabrazos se obtienen a partir de una pieza de metal permitiendo reducir el peso
- Manijas delanteras telescópicas para facilitar el manejo
- El sistema de cierre, permite una reducción considerable de las dimensiones totales, también en altura, lo que hace posible el almacenamiento en espacios reducidos
- Marco fuerte y ligero
- Apoyapiés y brazos para mejorar la estabilidad y la comodidad del paciente
- Rueda delantera giratoria

### Equipamiento estandar

ST00427A PAR DE CINTURONES PARA SILLA 420/425

### Accesorios opcionales

ST42703E Fijación de pared certificada 10g

### Datos técnicos

Longitud abierta con manijas cerradas	740 ± 10 mm
Longitud abierta con manijas abiertas	1040 ± 10 mm
Ancho	530 ± 5 mm
Altura abierta	845 ± 10 mm
Altura plegada	620 ± 5 mm
Espesor plegada	180 ± 5 mm
Ruedas traseras	∅ 125 mm
Rueda delantera	∅ 100 mm
Materiales	Acero/Al/PVC

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 402/3 SILLA DE TRANSPORTE PLEGABLE  
ST00402B



Clasificación CND V9099  
ID de registro 93527

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)