

Spencer 406

Silla de transporte con dos ruedas



Spencer 406 es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el sitio de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia.

Características específicas

Lona en PVC fácil de limpiar
Estructura resistente y ligera
Las ruedas traseras de gran diámetro permiten absorber la aspereza del terreno durante el transporte
Sistema de cierre rápido e intuitivo
Sistema de seguridad contra el cierre accidental

Normas técnicas

NA

Accesorios estándar

ST10423A Set 2 cinturones

Accesorios opcionales

ST42704E Anclaje a pared certificado 10g silla 406

Detalles técnicos

Longitud	840 ± 10 mm
Ancho	410 ± 10 mm
Altura abierta	940 ± 10 mm
Altura plegada	770 ± 10 mm
Espesor plegada	235 ± 10 mm
Ruedas traseras	∅ 200 mm
Materiales	Acero/Al/PVC
Peso	10 kg ± 0,3
Capacidad	150 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 406 CROMO SILLA PLEG.2

RUEDAS

ST00406A

Clasificación CND

ID de registro



V9099

93547

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it