

## Spencer 407

### Silla de transporte con cuatro ruedas



Spencer 407 es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el sitio de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia.

#### Características específicas

Lona en PVC fácil de limpiar
Estructura resistente y ligera
Apoyapiés para mejorar la estabilidad y la comodidad del paciente
Las ruedas traseras de gran diámetro permiten absorber la asperanza del terreno durante el transporte
Ruedas giratorias delanteras con el eje de freno y rodamiento
Sistema de cierre rápido e intuitivo
Sistema de seguridad contra el cierre accidental

#### Detalles técnicos

Longitud c/manijas cerradas	810 ± 10 mm
Ancho	420 ± 10 mm
Altura abierta	970 ± 10 mm
Altura plegada	800 ± 10 mm
Espesor plegada	250 ± 10 mm
Ruedas traseras	∅ 200 mm
Ruedas anteriores	∅ 100 mm
Materiales	Acero/Al/PVC
Peso	10,8 kg ± 0,3
Capacidad	150 kg

#### Normas técnicas

NA

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 407 SILLA CROMADA

PLEGABLE 4 RUEDAS ACERO

ST00407A



Clasificación CND

V9099

ID de registro

93552

#### Accesorios estándar

ST10423A | Set 2 cinturones

#### Accesorios opcionales

ST42705E | Anclaje a pared certificado 10g silla 407

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)