

FIXO KID

Sistema pediátrico para sujetar



Dispositivo de retención pediátrica, para fijar al paciente a la camilla durante el transporte..

Características específicas

Ligero y compacto
Fácil de aplicar
Fácil de limpiar
Completo con bolsa de transporte.

Datos técnicos

Longitud extendida	800 ± 10mm
Ancho extendido	485 ± 5mm
Medidas plegado	Approx 430x330x80 mm
Cinturones de sujeción	3
Cinturones paciente	5
Materiales	Nylon, PVC, Acciaio
Carga mínimo	4 kg
Carga máximo	20 kg

D.M. classe I en base a la Dir. 93/42/CEE

ST00480C – FIXO KID – SISTEMA
PEDIATRICO PARA SUJETAR



Rev.2 (27/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it