

FIXO KID

Sistema di trattenuta pediatrico



Fixo Kid è un sistema di trattenuta per pazienti pediatrici da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegato conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche

Leggero e compatto
 Facile da applicare
 Facile da pulire
 Completo di sacca di trasporto

Dati tecnici

Lunghezza disteso (mm)	800 ± 10
Larghezza disteso (mm)	485 ± 5
Spessore imbottitura morbida	5 mm
Dimensioni riposto nella sacca (mm)	430 x 330 x 80
Peso	2 ± 0,2 kg
Cinture di ritenzione paziente	5
Cinghie di fissaggio dispositivo	3
Carico minimo (kg)	4
Carico massimo (kg)	20
Materiale telo principale	PVC
Materiale cinture	Nylon
Materiale ganci	Ganci fissaggio barella: acciaio Gancio fissaggio paziente: POM

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

ST00480C – FIXO KID – SISTEMA DI TRATTENUTA PEDIATRICO



Rev.0 (09/11/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it