

## FIXIO KID

### Uprząż pediatryczna do noszy



Pediatryczna uprząż do mocowania na noszach w trakcie transportu pacjenta.

#### Cechy charakterystyczne

Kompaktowa i lekka  
 łatwa w użyciu  
 łatwa w czyszczeniu  
 Dostarczana z torbą transportową

#### Technical data

Długość po rozłożeniu	800 ± 10mm
Szerokość po rozłożeniu	485 ± 5mm
Wymiary po złożeniu	Ok. 430x330x80 mm
Pasy mocujące	3
Pasy mocujące pacjenta	5
Materiały	Nylon, PVC, Stal
Minimalna ładowność	4 kg
Maksymalna ładowność	20 kg

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

**ST00480C** – FIXO KID – PEDIATRIC  
 RESTRAINT SYSTEM



Rev.2 (27/02/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)