

DNA WALL

Cinture di ritenuta



Cintura con arrotolatore e gancio maschio per la ritenuta e il contenimento di prodotti Spencer.

Caratteristiche specifiche

Arrotolatore integrato per consentire la massima rapidità di utilizzo

Sistema di aggancio con fibbia a sgancio rapido

Semplice da installare, deve essere utilizzato assieme al corrispondente sistema con gancio femmina nella sua versione fissa o con arrotolatore

Dati tecnici ¹

Dimensioni	68x87x60mm (con fibbia posizionata come da immagine)
Lunghezza utile cintura	Max 650 mm
Larghezza nastro	50 mm
Materiali	Nylon, PP, Acciaio
Peso	160 ± 10 g

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

DNA STRAP CINTURA CON
ARROTOLATORE INTEGRATO
ST00487B

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it