

STX 90

Repose tête télescopique



Repose tête télescopique avec coussin anatomique pouvant être utilisé avec tout type de brancard de la gamme Spencer ayant le plan de couchage patient DNA. Le dispositif fournit un appui à la nuque du patient et augmente le confort tout en améliorant l'alignement de la tête durant les opérations de transport favorisant ainsi l'hyper-extension.

Caractéristiques spécifiques

Surface de simple nettoyage

La conformation permet une double modalité d'application pour offrir différentes possibilités de support

Possibilité de réglage continu et intuitif

Compatible avec utilisation de tout type de matelas Spencer

Positionné avec la partie la plus haute en direction de la base du cou, permet l'hyper-extension de la tête en augmentant la perméabilité des voies aériennes

Données techniques

Dimensions	480x300x230 ± 10 mm
Matériau	PU, Acier, Nylon, Polyèstère
Poids	1050 ± 20 g

Accessoires

DR60550K	DRX 550 – taie en TNT usage unique BOITE DE 50
----------	--

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

STX 90 REPOSE TETE

ST00491A



Classification CND

V0899

Rev.0 (07/09/2015)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it