


## STX 90

### Poggiatesta telescopico



Cuscino anatomico con supporto telescopico destinato all'utilizzo con i piani DNA delle barelle Spencer. Il dispositivo fornisce appoggio alla nuca, aumenta il comfort del paziente e migliorare l'allineamento del capo durante le fasi trasporto permettendone anche l'iperestensione.

#### Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

La conformazione consente duplice modalità di applicazione in modo da offrire tipologie di supporto differenti

Regolazione continua per offrire la massima adattabilità

I bordi rialzati permettono un accoppiamento perfettamente solidale con i materassi Spencer

Applicato con la parte alta in direzione della base del collo, permette di iperestendere il capo aumentando la pervietà delle vie aeree

#### Dati tecnici

Dimensioni	480x300x230 ± 10 mm
Materiali	PU, Acciaio, Nylon, poliestere
Peso	1050 ± 20 g

#### Accessori

DR60550K	DRX 550 - FEDERA TNT MONOUSO BIANCA CONF. 50 PZ.
----------	--

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

STX 90 POGGIATESTA  
TELESCOPICO PER BARELLE  
ST00491A

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)