

STX 494

Cinturón de dos piezas con mosquetón




Los cinturones de sujeción STX 494 son equipos de seguridad que se utilizan para obtener un grado de sujeción que permita transportar al paciente en condiciones seguras si se emplean de acuerdo con el producto que se está utilizando.

Características específicas

Mosquetón de anclaje rápido y para garantizar la máxima seguridad

Ideal para usar con tableros espinales con PIN



¹ Las longitudes indicadas están sujetas a tolerancias de ± 30 mm

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

STX 494 - CINTURÓN 2 PIEZAS

METAL/MOSQUETÓN

ST00494B

Clasificación CND

ID de registro



V9099

96068

Datos técnicos ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longitud L	156	160
Ancho del cinturón	38	40

Materiales Nylon, acero cromado

Peso de un cinturón 390 \pm 10 g

Tipo de cinturón 2 piezas

© Copyright Este documento es propiedad de SPENCER ITALIA S.R.L. y no puede ser reproducida, usada y divulgada sin el consentimiento por escrito de SPENCER ITALIA S.R.L.

COPIA NO CONTROLADA - revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

Rev. 0 (08/01/2021)