


STX 494

Cintura due pezzi con moschettone



Le cinture di trattenuta STX 494 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche		
	Moschettone per un aggancio rapido e per garantire	
	massima sicurezza	
	Ideali per l'impiego con tavole spinali dotate di PIN	



Dati tecnici ¹			
	Min (mm)	Max (mm)	
Lunghezza L	450	1600	
Larghezza nastro	50 mm		
Materiali	Nylon, acciaio cromato, plastica		
Peso cintura		390 ± 10 g	
Tipo cintura	2 pezzi		
Gancio	N	loschettone	

 $^{^{1}}$ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di \pm 30 mm

DM di classe I conforme al Reg. UE 20	017/745
STX 494 - CINTURA 2PZ	
METALLO/MOSCHETTONE	((
ST00494B	
Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	96068