

K BELT 2


Kit 3 cinture due pezzi con sacca



Le cinture di trattenuta K Belt 2 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche

Gancio in metallo per garantire massima sicurezza
Adate per barelle autocaricanti, barelle basket e tavole spinali



Dati tecnici ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza L	600	1600
Lunghezza disponibile dopo aver effettuato il cappio ²	410	1330
Larghezza nastro	50 mm	
Materiali	Nylon, acciaio cromato, plastica	
Peso cintura	250 ± 10 g	
Tipo cintura	2 pezzi	
Gancio	Metallo	

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

² Valore approssimativo, variabile a seconda del dispositivo su cui la cintura viene applicata

ST00523A

K BELT 2 - SET 3 CINTURE STX 592 C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

ST00592A – STX 592

Id. Reg. 96104

CND V9099

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it