

STX 526

Sangle à deux éléments



Sangle réglable pour stabiliser le patient durant les opérations de transport sur brancard où utilisée pour immobiliser le patient sur plan dur vertébral ou matelas à dépression .


Caractéristiques spécifiques

Boucle en acier pour garantir une sécurité maximale
 Peut être utilisée sur brancards, civières, plan dur, civières de sauvetage et matelas à dépression

Données techniques¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longueur	660	1580
Largeur	50 mm	
Matériaux	Acier, Nylon	
Poids	250 ± 10 g	

¹ Les longueurs sont indiquées avec une tolérance ± 30 mm



DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

MOD526 CEINTURE
 REFLECHISSANTE 2 ELEM. AVEC
 BOUCLE



ST00526A

Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 96104

Rev.1 (25/11/2015)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it