

K BELT 4

Kit 3 cinture pezzi con moschettone




Le cinture di trattenuta K Belt 4 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche

Moschettone per un aggancio rapido e per garantire massima sicurezza

Ideali per l'impiego con tavole spinali dotate di PIN

Il kit contiene 3 cinture e una pratica sacca per lo stoccaggio



Dati tecnici ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza L	450	1600
Larghezza nastro	50 mm	
Materiali	Nylon, acciaio cromato, plastica	
Peso singola cintura	390 ± 10 g	
Tipo cintura	2 pezzi	
Gancio	Moschettone	

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

ST00539B

K BELT 4 - SET 3 CINTURE STX 494 C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

ST00494B – STX 494	Id. Reg. 96068	CND V9099
--------------------	----------------	-----------

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it